	Etiquetage appareils suivis en contrôle interne	Version 2.0
GDB_FI_30	SMQ	18/09/2024
Rédaction : L. LIETAR	Vérification : M. MERBAH, M. BARBET	Approbation : L. LIETAR

GDD-INCU-003

Température consigne (°C)	37,0	95,0
Réglage appareil (°C)	37,0	95,0
EMT (°C)	+/- 2	

GDD-FILT-003

Conductivité consigne (µS/cm)	1,0	
Réglage appareil (µS/cm)	-	
EMT (µS/cm)	< 4,0	

GDD-INCU-004

Température consigne (°C)	37,0	95,0
Réglage appareil (°C)	37,0	95,0
EMT (°C)	+/- 2	

GDD-CP-002

Vitesse consigne (rpm)	9500	14500
Réglage appareil (rpm)	9500	14500
EMT (rpm)	+/- 475	+/- 725

GDD-INCU-005

Température consigne (°C)	37,0	95,0
Réglage appareil (°C)	37,0	95,0
EMT (°C)	+/- 2	

GDD-AGIT-001

Vitesse consigne (rpm)	1600	
Réglage appareil (rpm)	1625	
EMT (rpm)	+/- 80	

GDD-INCU-009

Température consigne (°C)	37,0	95,0
Réglage appareil (°C)	37,0	95,0
EMT (°C)	+/- 2	

GDD-AGIT-002

Vitesse consigne (rpm)	1600	1800
Réglage appareil (rpm)	1625	1850
EMT (rpm)	+/- 80	+/- 90

GDD-INCU-006

Température consigne (°C)	56,0	70,0
Réglage appareil (°C)	56,0	68,0
EMT (°C)	+/- 2	

GDD-TECA-001


Valeur cible (µL)	150	300
Réglage appareil (µL)	150	300
EMT (µL)	+/- 7,5	+/- 15

GDD-INCU-007

Température consigne (°C)	56,0	70,0
Réglage appareil (°C)	56,0	69,0
EMT (°C)	+/- 2	

GDD-FOUR-002

Température consigne (°C)	37,0	
Réglage appareil (°C)	37,4	
EMT (°C)	+/- 2	

	Etiquetage appareils suivis en contrôle interne	Version 2.0
GDB_FI_30	SMQ	18/09/2024
Rédaction : L. LIETAR	Vérification : M. MERBAH, M. BARBET	Approbation : L. LIETAR

GDD-FOUR-003

Température consigne (°C)	37,0
Réglage appareil (°C)	37,1
EMT (°C)	+/- 2

GDD-CONG-003

Température consigne (°C)	-21,0
Réglage appareil	4,5
EMT (°C)	+/- 3

GDD-FOUR-004

Température consigne (°C)	48,0
Réglage appareil (°C)	48,2
EMT (°C)	+/- 2

GDD-CONG-008

Température consigne (°C)	-20,0
Réglage appareil (°C)	-18,0
EMT (°C)	+/- 5

GDD-TEMP-001

Température consigne (°C)	44,0	32,0
Réglage appareil (°C)	45,0	32,3
EMT (°C)	+/- 2	

GDD-CONG-009

Température consigne (°C)	-20,0
Réglage appareil (°C)	-19,0
EMT (°C)	+/- 5

GDD-FRIG-005

Température consigne (°C)	5,0
Réglage appareil (°C)	6,0
EMT (°C)	+/- 3

GDD-FRIG-006

Température consigne (°C)	5,0
Réglage appareil (°C)	6,0
EMT (°C)	+/- 3

GDD-CONG-002

Température consigne (°C)	-21,0
Réglage appareil	4,5
EMT (°C)	+/- 3