Mettler-Toledo SAS

Pesage et Analyse

Mettler-Toledo SAS 264, rue Abraham Lincoln 62400 BETHUNE

E-Mail: service-pipette.fr@mt.com



Accréditation N°2-1528 Portée disponible sur www.cofrac.fr

CERTIFICAT D'ETALONNAGE

CALIBRATION CERTIFICATE

N° D24/185/165736/A1

Annule et remplace le certificat d'étalonnage n° D24/185/165736

VALIDÉ PAR APPROVED BY



LA REPRODUCTION DE CE RAPPORT N'EST AUTORISEE QUE SOUS LA FORME D'UN FAC-SIMILE PHOTOGRAPHIQUE INTEGRAL

Callibration Seduc

Etalonné le : 03/07/2024 par : S.Flament

ETALONNAGE A RECEPTION

CARACTERISTIQUES PIPETTE

VALEUR NOMINALE : 300 μl

TYPE (A,D1...) : A

ETENDUE DÉ LA MESURE : 30 µl - 300 µl

FACTEUR Y:1

CONDITIONS MOYENNES D'ETALONNAGE

TEMPERATURE AIR : 21,50°C HYGROMETRIE : 53,00%

PRESSION ATMOSPHERIQUE: 1009,00 hPa

TEMPERATURE EAU: 21,50°C

FACTEUR Z: 1,0032

CARACTERISTIQUES CONE

DESIGNATION: POINTE CLIENT

BALANCE

TYPE: MCP105 RESOLUTION: 10 µg N° DE SERIE: 1124024773

RESULTATS AVANT

	EMT	Can1	Can2	Can3	Can4	Can5	Can6	Can7	Can8
30 μl Moyenne (μl) Justesse (μl) Justesse (%) Ecart type (μl) Ecart type (γ) Incertitude (μl) k=2	4,800 16,00 1,800 6,00	29,739 -0,261 -0,87 0,105 0,35 2,100	29,822 -0,178 -0,59 0,157 0,52 2,100	29,975 -0,025 -0,08 0,169 0,56 2,100	30,035 0,035 0,12 0,135 0,45 2,100	30,042 0,042 0,14 0,098 0,33 2,100	29,834 -0,166 -0,55 0,695 2,32 2,100	30,060 0,060 0,20 0,068 0,23 2,100	30,092 0,092 0,31 0,139 0,46 2,100
150 μl Moyenne (μl) Justesse (μl) Justesse (%) Ecart type (μl) Ecart type (%) Incertitude (μl) k=2	4,800 3,20 1,800 1,20	148,867 -1,133 -0,76 0,487 0,32 2,100	149,366 -0,634 -0,42 0,303 0,20 2,100	149,356 -0,644 -0,43 0,292 0,19 2,100	149,135 -0,865 -0,58 0,217 0,14 2,100	149,276 -0,724 -0,48 0,321 0,21 2,100	149,441 -0,559 -0,37 0,176 0,12 2,100	149,108 -0,892 -0,59 0,264 0,18 2,100	149,349 -0,651 -0,43 0,362 0,24 2,100
300 µI Moyenne (µI) Justesse (µI) Justesse (%) Ecart type (µI) Ecart type (%) Incertitude (µI) k=2	4,800 1,60 1,800 0,60	297,779 -2,221 -0,74 0,299 0,10 2,200	298,236 -1,764 -0,59 0,342 0,11 2,200	298,336 -1,664 -0,55 0,390 0,13 2,200	298,273 -1,727 -0,58 0,432 0,14 2,200	298,351 -1,649 -0,55 0,374 0,12 2,200	298,346 -1,654 -0,55 0,257 0,09 2,200	298,333 -1,667 -0,56 0,217 0,07 2,200	298,476 -1,524 -0,51 0,385 0,13 2,200

METHODE

L'étalonnage est réalisé par méthode gravimétrique conformément aux procédures "MT-F_MET_230_Etalonnage d'un AVAP" et "MT-F_MET_243_Intervention sur site client".

Lieu de prestation : Salle Post-PCR Génotypage


Etalonnage réalisé à l'aide d'une eau de qualité 3, conformément à la norme NF EN ISO 3696.

Les incertitudes élargies mentionnées sont celles corespondant à deux fois l'incertitude type composée.

La délivrance d'un certificat d'étalonnage portant le logotype COFRAC-ETALONNAGE garantit le raccordement des résultats d'étalonnage au système international d'unité SI.



REPRESENTATION GRAPHIQUE



CONFORME

Il a été constaté que les résultats obtenus permettent de garantir les erreurs maximales tolérées définies dans l'ISO 8655 (2022).

La conformité consiste à constater que l'erreur de justesse (E_{syst}) , augmentée de l'incertitude d'étalonnage élargie (U), est inférieure ou égale à l'erreur maximale tolérée (E_{syst}) et que l'écart type expérimental (E_{aleat}) est inférieur à l'erreur maximale tolérée (E_{aleat}) choisie.



DETAIL DES MESURES EFFECTUEES SUR L'INSTRUMENT

Volume	Can1	Can2	Can3	Can4	Can5	Can6	Can7	Can8
30 µl	29,824	30,055	30,085	30,225	30,175	30,426	30,145	30,075
	29,633	29,734	29,744	29,975	30,005	30,105	30,075	30,286
	29,664	29,774	30,115	29,914	29,944	29,975	29,985	30,055
	29,834	29,724	29,954	30,025	30,045	28,831	30,035	29,954
150 μΙ	149,160	149,030	148,920	148,819	149,010	149,281	148,719	149,471
	149,271	149,752	149,461	149,311	149,742	149,502	149,301	149,742
	148,849	149,261	149,532	149,181	149,181	149,321	149,181	149,301
	148,187	149,421	149,512	149,231	149,170	149,662	149,231	148,880
300 µI	298,221	298,582	298,792	298,632	298,612	298,592	298,512	298,923
	297,559	298,471	298,512	298,662	298,732	298,542	298,532	298,180
	297,649	298,000	298,110	297,910	298,040	298,090	298,140	298,130
	297,689	297,890	297,930	297,890	298,020	298,160	298,150	298,672

