

2 Allée Alan Turing, La Pardieu 63178 AUBIERE CEDEX - CS40033 Tél : 04.73.28.55.60 - Fax : 04.73.28.92.43

@mail : gestiondeparc@mc2lab.fr

RAPPORT D'INTERVENTION SAV

N° RAPPORT : RI-2209-0344

DATE D'INTERVENTION: 28/09/2022

		CLIENT	
CODE SITE	C9590038	1 CONTACT	MME LIETAR LUDIVINE
NOM	GD BIOTECH	FONCTION	
		<u> </u>	I.lietar@genesdiffusion.com
SITE	GENES DIFFUSION SAS	Ū ≡	03-27-99-29-49
ADRESSE	3595 ROUTE DE TOURNAI 59500 DOUAI	2 CONTACT	LEROUX K
		FONCTION	
(Ú _{III}	03-27-99-29-29	⊵ @	k.leroux@genesdiffusion.com
		(Jiii)	03-27-99-49-49

MATÉRIEL				
TYPE	PIPETTE 8 CANAUX MECANIQUE	PROBLÈME		
MARQUE	CLEAR LINE	Non Conforme en justesse au volume haut sur tous les canaux		
MODÈLE	CL	Volume haut trop élevés sur tous les canaux		
N° SÉRIE	964730001			
ID. CLIENT	GDD-PIPE-013			

RÉPARATIONS EFFECTUÉES	
Nettoyage interne effectué	
Graissage effectué	
Réglage de la pipette effectué	

NOM ET SIGNATURE DU TECHNICIEN

