# Mettler-Toledo SAS

# Pesage et Analyse

Mettler-Toledo SAS 264, rue Abraham Lincoln 62400 BETHUNE

E-Mail: service-pipette.fr@mt.com



Accréditation N°2-1528 Portée disponible sur www.cofrac.fr

# **CERTIFICAT D'ETALONNAGE**

CALIBRATION CERTIFICATE

N° D24/185/162208

**DELIVRE A: GENE DIFFUSION** 

ISSUED FOR 3595 ROUTE DES TOURNAI

**DOUAI 59500** 

#### **INSTRUMENT ETALONNE**

CALIBRATED INSTRUMENT

Désignation: Rainin Pipet-Lite LTS L-50

Designation

Constructeur: Rainin

Manufacturer

Type:

Type

Ce certificat comprend 4 pages

This certificate includes 4 pages

**N° de série :** B72631015 GDD PIPE 028 Serial Number

**Date d'émission** : 18/07/2024

Date of issue

**VALIDÉ PAR** APPROVED BY

Clémence FOUQUE

LA REPRODUCTION DE CE RAPPORT N'EST AUTORISEE QUE SOUS LA FORME D'UN FAC-SIMILE PHOTOGRAPHIQUE INTEGRAL

THIS CERTIFICATE MAY BE NOT REPRODUCED OTHER THAN IN FULL BY PHOTOGRAPHIC PROCESS



Etalonné le : 03/07/2024 par : S.Flament

## **ETALONNAGE A RECEPTION**

**CARACTERISTIQUES PIPETTE** 

VALEUR NOMINALE : 50 µl

TYPE (A,D1...): A

ETENDUE DE LA MESURE : 5 µl - 50 µl

FACTEUR Y:1

**CONDITIONS MOYENNES D'ETALONNAGE** 

TEMPERATURE AIR : 22,00°C HYGROMETRIE : 53,00%

PRESSION ATMOSPHERIQUE: 1009,00 hPa

TEMPERATURE EAU: 21,50°C

**FACTEUR Z: 1.0032** 

**CARACTERISTIQUES CONE** 

**DESIGNATION: POINTE CLIENT** 

**BALANCE** 

TYPE: MCP105 RESOLUTION: 10 µg N° DE SERIE: 1124024773

#### **RESULTATS AVANT**

	EMT	Can1	Can2	Can3	Can4	Can5	Can6	Can7	Can8
5 μl Moyenne (μl) Justesse (μl) Justesse (%) Ecart type (μl) Ecart type (γ) Incertitude (μl) k=2	1,000 20,00 0,400 8,00	5,021 0,021 0,42 0,123 2,45 0,230	5,134 0,134 2,67 0,177 3,54 0,230	4,978 -0,022 -0,44 0,235 4,70 0,257	5,094 0,094 1,87 0,180 3,59 0,230	5,116 0,116 2,32 0,154 3,07 0,230	5,179 0,179 3,58 0,144 2,88 0,230	5,216 0,216 4,33 0,221 4,43 0,245	5,018 0,018 0,37 0,251 5,03 0,272
25 μl Moyenne (μl) Justesse (μl) Justesse (%) Ecart type (μl) Ecart type (%) Incertitude (μl) k=2	1,000 4,00 0,400 1,60	24,964 -0,036 -0,15 0,191 0,76 0,320	25,036 0,036 0,15 0,133 0,53 0,320	24,954 -0,046 -0,19 0,052 0,21 0,320	25,034 0,034 0,14 0,161 0,64 0,320	25,245 0,245 0,98 0,034 0,14 0,320	25,041 0,041 0,17 0,082 0,33 0,320	25,082 0,082 0,33 0,087 0,35 0,320	25,001 0,001 0,01 0,039 0,15 0,320
50 µl Moyenne (µl) Justesse (µl) Justesse (%) Ecart type (µl) Ecart type (%) Incertitude (µl) k=2	1,000 2,00 0,400 0,80	49,910 -0,090 -0,18 0,197 0,39 0,420	49,983 -0,017 -0,03 0,142 0,28 0,420	49,902 -0,098 -0,20 0,072 0,14 0,420	49,952 -0,048 -0,10 0,066 0,13 0,420	49,950 -0,050 -0,10 0,102 0,20 0,420	49,947 -0,053 -0,11 0,081 0,16 0,420	49,970 -0,030 -0,06 0,101 0,20 0,420	50,103 0,103 0,21 0,149 0,30 0,420

#### **METHODE**

L'étalonnage est réalisé par méthode gravimétrique conformément aux procédures "MT-F\_MET\_230\_Etalonnage d'un AVAP" et "MT-F\_MET\_243\_Intervention sur site client".

Lieu de prestation : Salle Post-PCR Génotypage


Etalonnage réalisé à l'aide d'une eau de qualité 3, conformément à la norme NF EN ISO 3696.

Les incertitudes élargies mentionnées sont celles corespondant à deux fois l'incertitude type composée.

La délivrance d'un certificat d'étalonnage portant le logotype COFRAC-ETALONNAGE garantit le raccordement des résultats d'étalonnage au système international d'unité SI.



## REPRESENTATION GRAPHIQUE



#### **CONFORME**

Il a été constaté que les résultats obtenus permettent de garantir les erreurs maximales tolérées définies dans l'ISO 8655 (2022).

La conformité consiste à constater que l'erreur de justesse  $(E_{syst})$ , augmentée de l'incertitude d'étalonnage élargie (U), est inférieure ou égale à l'erreur maximale tolérée  $(E_{syst})$  et que l'écart type expérimental  $(E_{aleat})$  est inférieur à l'erreur maximale tolérée  $(E_{aleat})$  choisie.



## **DETAIL DES MESURES EFFECTUEES SUR L'INSTRUMENT**

Volume	Can1	Can2	Can3	Can4	Can5	Can6	Can7	Can8
5 µI	5,036	5,036	5,166	5,096	5,237	5,016	5,317	5,196
	5,186	5,377	5,196	5,267	5,237	5,166	5,417	5,176
	4,956	5,146	4,775	5,166	4,915	5,166	4,905	4,655
	4,905	4,976	4,775	4,845	5,076	5,367	5,226	5,046
25 µl	24,798	25,049	24,929	24,838	25,250	24,949	24,999	24,979
	24,808	24,888	24,898	25,189	25,290	24,999	25,039	24,989
	25,069	25,209	25,019	25,139	25,230	25,129	25,199	24,979
	25,179	24,999	24,969	24,969	25,209	25,089	25,089	25,059
50 µl	50,038	49,927	49,998	49,988	50,048	49,917	50,018	50,198
	49,807	49,817	49,857	49,867	49,807	49,847	49,827	49,947
	49,687	50,148	49,917	50,018	49,988	49,998	49,978	50,008
	50,108	50,038	49,837	49,937	49,957	50,028	50,058	50,258

