

2 Allée Alan Turing, La Pardieu 63178 AUBIERE ČEDEX - CS40033 Tél: 04.73.28.55.60 - Fax: 04.73.28.92.43

GDD-PIPE-012

ID. CLIENT

@mail: gestiondeparc@mc2lab.fr

RAPPORT D'INTERVENTION SAV

N° RAPPORT RI-2207-0070

DATE D'INTERVENTION: 08/07/2022

		CLIENT		
CODE SITE	C9590038	1 CONTACT	MME LIETAR LUDIVINE	
NOM	GD BIOTECH	FONCTION	I.lietar@genesdiffusion.com	
SITE	GENES DIFFUSION SAS	U III	03-27-99-29-49	
ADRESSE	3595 ROUTE DE TOURNAI 59500 DOUAI	2 CONTACT FONCTION		
₫ ;;;	03-27-99-29-29	∑ @ U==		
		MATÉRIEL		
TYPE	PIPETTE 8 CANAUX MECANIQUE	PROBLÈME		
MARQUE	VWR	Volume délivré trop élev	Volume délivré trop élevé	
MODÈLE	VWR			
N° SÉRIE	752030013			

RÉPARATIONS EFFECTUÉES Nettoyage interne + graissage Réglage de la pipette effectué

NOM ET SIGNATURE DU TECHNICIEN

