Mettler-Toledo SAS

Pesage et Analyse

Mettler-Toledo SAS 264, rue Abraham Lincoln 62400 BETHUNE

E-Mail: service-pipette.fr@mt.com



Accréditation N°2-1528 Portée disponible sur www.cofrac.fr

CERTIFICAT D'ETALONNAGE

CALIBRATION CERTIFICATE

N° D24/185/154822/A1

Annule et remplace le certificat d'étalonnage n° D24/185/154822



LA REPRODUCTION DE CE RAPPORT N'EST AUTORISEE QUE SOUS LA FORME D'UN FAC-SIMILE PHOTOGRAPHIQUE INTEGRAL



Etalonné le: 03/07/2024 par: S.Flament

ETALONNAGE A RECEPTION

CARACTERISTIQUES PIPETTE

VALEUR NOMINALE : 50 µl

TYPE (A,D1...): A

ETENDUE DÉ LA MESURE : 5 µl - 50 µl

FACTEUR Y:1

CONDITIONS MOYENNES D'ETALONNAGE

TEMPERATURE AIR : 22,00°C HYGROMETRIE : 52,00%

PRESSION ATMOSPHERIQUE: 1009,00 hPa

TEMPERATURE EAU: 21,50°C

FACTEUR Z: 1.0032

CARACTERISTIQUES CONE

DESIGNATION: POINTE CLIENT

BALANCE

TYPE: MCP105 RESOLUTION: 10 µg N° DE SERIE: 1124024773

RESULTATS AVANT

	EMT	Can1	Can2	Can3	Can4	Can5	Can6	Can7	Can8
5 μl Moyenne (μl) Justesse (μl) Justesse (%) Ecart type (μl) Ecart type (%) Incertitude (μl) k=2	1,000 20,00 0,400 8,00	5,018 0,018 0,37 0,096 1,91 0,230	5,134 0,134 2,67 0,044 0,89 0,230	5,096 0,096 1,92 0,070 1,40 0,230	5,144 0,144 2,87 0,076 1,51 0,230	5,119 0,119 2,37 0,029 0,58 0,230	5,124 0,124 2,47 0,017 0,34 0,230	5,001 0,001 0,02 0,181 3,62 0,230	5,129 0,129 2,57 0,059 1,19 0,230
25 µl Moyenne (µl) Justesse (µl) Justesse (%) Ecart type (ml) Ecart type (%) Incertitude (µl) k=2	1,000 4,00 0,400 1,60	25,024 0,024 0,10 0,048 0,19 0,320	25,227 0,227 0,91 0,156 0,63 0,320	25,134 0,134 0,54 0,034 0,14 0,320	25,134 0,134 0,54 0,097 0,39 0,320	25,164 0,164 0,66 0,125 0,50 0,320	25,235 0,235 0,94 0,060 0,24 0,320	25,257 0,257 1,03 0,143 0,57 0,320	25,177 0,177 0,71 0,050 0,20 0,320
50 µl Moyenne (µl) Justesse (µl) Justesse (%) Ecart type (µl) Ecart type (%) Incertitude (µl) k=2	1,000 2,00 0,400 0,80	50,060 0,060 0,12 0,161 0,32 0,420	50,158 0,158 0,32 0,167 0,33 0,420	50,085 0,085 0,17 0,056 0,11 0,420	50,050 0,050 0,10 0,126 0,25 0,420	49,980 -0,020 -0,04 0,096 0,19 0,420	50,228 0,228 0,46 0,177 0,35 0,420	50,168 0,168 0,34 0,118 0,24 0,420	50,158 0,158 0,32 0,159 0,32 0,420

METHODE

L'étalonnage est réalisé par méthode gravimétrique conformément aux procédures "MT-F_MET_230_Etalonnage d'un AVAP" et "MT-F_MET_243_Intervention sur site client".

Lieu de prestation : Salle Post-PCR Génotypage


Etalonnage réalisé à l'aide d'une eau de qualité 3, conformément à la norme NF EN ISO 3696.

Les incertitudes élargies mentionnées sont celles corespondant à deux fois l'incertitude type composée.

La délivrance d'un certificat d'étalonnage portant le logotype COFRAC-ETALONNAGE garantit le raccordement des résultats d'étalonnage au système international d'unité SI.



REPRESENTATION GRAPHIQUE



CONFORME

Il a été constaté que les résultats obtenus permettent de garantir les erreurs maximales tolérées définies dans l'ISO 8655 (2022).

La conformité consiste à constater que l'erreur de justesse (E_{syst}) , augmentée de l'incertitude d'étalonnage élargie (U), est inférieure ou égale à l'erreur maximale tolérée (E_{syst}) et que l'écart type expérimental (E_{aleat}) est inférieur à l'erreur maximale tolérée (E_{aleat}) choisie.



DETAIL DES MESURES EFFECTUEES SUR L'INSTRUMENT

Volume	Can1	Can2	Can3	Can4	Can5	Can6	Can7	Can8
5 µI	5,036	5,176	5,156	5,196	5,136	5,106	5,136	5,056
	5,136	5,166	4,996	5,106	5,126	5,116	5,086	5,186
	4,996	5,106	5,106	5,216	5,076	5,126	4,735	5,166
	4,905	5,086	5,126	5,056	5,136	5,146	5,046	5,106
25 µl	25,029	25,149	25,099	25,069	25,119	25,250	25,199	25,109
	24,999	25,169	25,119	25,059	25,079	25,209	25,199	25,219
	24,979	25,129	25,179	25,270	25,350	25,310	25,159	25,169
	25,089	25,460	25,139	25,139	25,109	25,169	25,470	25,209
50 µI	50,048	50,028	50,148	50,008	50,038	50,088	50,148	50,028
	50,088	50,349	50,038	50,108	50,028	50,339	50,339	50,258
	49,857	50,008	50,038	50,188	50,018	50,419	50,118	50,329
	50,248	50,248	50,118	49,897	49,837	50,068	50,068	50,018

