	<b>Modalités de conservation d'ADN génotypé</b>	Version 1.2
GDB_MOP_21	Génotypage	28/04/2025
Rédaction : K. LE ROUX	Vérification : L. LIETAR	Approbation : L. LIETAR

## Ce protocole s'adresse aux personnes habilitées à l'activité "Génotypage"

Cette étape fait suite au [GDB\\_MOP\\_09\\_Génotypage](#).


Toute plaque SAM d'ADN génotypé est conservée au congélateur une fois la prise d'ADN pour le génotypage effectuée.

## Mode opératoire

Une fois l'étape manuelle d'amplification d'ADN réalisée :

- 1) transférer la plaque SAM dans le congélateur GDD-CONG-002 ou GDD-CONG-003 (couloir de la plateforme de génotypage GD Scan) selon la place disponible et dans l'ordre de la plus ancienne vers la plus récente,
- 2) renseigner le formulaire [GDB\\_FORM\\_22\\_Stockage d'ADN congelé](#) présent dans une pochette plastifiée collée sur le congélateur,
- 3) le technicien génotypage titulaire complète en conséquence le tableur [GDB\\_ENR\\_18\\_Conservation d'ADN génotypé](#) (idéalement dans les 15 jours ouvrables) et vise le formulaire [GDB\\_FORM\\_22\\_Stockage d'ADN congelé](#) de l'efficiencia du report d'information,
- 4) si pour une raison inhabituelle (hors re génotypage suivant le dernier rendu de résultat ou dernière plaque QC) une plaque SAM d'ADN congelé devait être déstockée du congélateur, le formulaire [GDB\\_FORM\\_22\\_Stockage d'ADN congelé](#) doit être renseigné.

*Remarque : la plateforme de génotypage haut-débit assure de pouvoir utiliser, sans perte significative de qualité, des ADN extraits, purifiés et conservés au congélateur jusqu'à 2 ans après extraction.*

	<b>Modalités de conservation d'ADN génotypé</b>	Version 1.2
GDB_MOP_21	Génotypage	28/04/2025
Rédaction : K. LE ROUX	Vérification : L. LIETAR	Approbation : L. LIETAR

	Noms	Conditions de stockage
Matériel	GDD-CONG-002	
	GDD-CONG-003	

### **Documents associés :**

[GDB\\_ENR\\_06\\_Etude de la conservation des extractions ADN au cours du temps](#)

[GDB\\_MOP\\_09\\_Génotypage](#)

[GDB\\_ENR\\_18\\_Conservation d'ADN génotypé](#)

[GDB\\_FORM\\_22\\_Stockage d'ADN congelé](#)