
	Fiches suivi contrôles et nettoyage	Version 3.0
GDB_FORM_24	Extraction/Génotypage	19/02/25
Rédaction : M. MERBAH	Vérification : M. BARBET, L. LIETAR, K. LE ROUX	Approbation : L. LIETAR

Salle : Traitement des prélèvements

Mois / année :

FRÉQUENCES : H = hebdomadaire - M = mensuelle - S = semestrielle

Liste tâches	Description		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Nettoyage paillasse	Désinfection de la paillasse complète avec de l'Anios spray	H																															
Nettoyage poubelle de paillasse	Désinfection avec de l'Anios spray	H																															
Stérilisation ciseaux	Passage à l'autoclave	H																															
Appoint consommables	Plaques sang / plaques biotubes / pointes 1000µL / gants / scellants / lingettes / pissettes alcool et Anios spray	H																															
Nettoyage pipettes	Désinfection avec de l'Anios spray	M																															
Nettoyage réfrigérateur	Désinfection intérieur/poignée avec de l'Anios spray	S																															


	Fiches suivi contrôles et nettoyage	Version 3.0
GDB_FORM_24	Extraction/Génotypage	19/02/25
Rédaction : M. MERBAH	Vérification : M. BARBET, L. LIETAR, K. LE ROUX	Approbation : L. LIETAR

Salle : Extraction ADN

Mois / année :

FRÉQUENCES : H = hebdomadaire - M = mensuelle - S = semestrielle

Liste tâches	Description		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Nettoyage paillasse	Désinfection de la paillasse complète avec de l'Anios spray	H																															
Nettoyage centrifugeuses	Désinfection avec de l'Anios spray	H																															
Appoint consommables	Kits blood et tissu / plaques de recueil / plaques élution et caps / pointes 200µL et 1000µL / gants / ethanol absolu / pissettes alcool et Anios spray / PK	H																															
Nettoyage poubelle de paillasse	Désinfection avec de l'Anios spray	M																															
Nettoyage pipettes	Désinfection avec de l'Anios spray	M																															
Nettoyage agitateurs chauffant	Désinfection avec de l'Anios spray	M																															
Nettoyage réfrigérateur	Désinfection intérieur/poignée avec de l'Anios spray	S																															


	Fiches suivi contrôles et nettoyage	Version 3.0
GDB_FORM_24	Extraction/Génotypage	19/02/25
Rédaction : M. MERBAH	Vérification : M. BARBET, L. LIETAR, K. LE ROUX	Approbation : L. LIETAR

Salle : Génotypage (pré/post PCR)

Mois / année :

FRÉQUENCES : H = hebdomadaire - M = mensuelle - S = semestrielle

Liste tâches	Description		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Nettoyage paillasse	Désinfection de la paillasse complète avec de l'Anios spray	H																															
Nettoyage centrifugeuse	Désinfection avec de l'Anios spray	H																															
Appoint consommables	Plaques MSA7 / caps / pointes 10µL, 200µL et 1000µL / gants / ethanol absolu / isopropanol / pissettes alcool et Anios spray	H																															
Nettoyage pipettes	Désinfection avec de l'Anios spray	M																															
Nettoyage évier	Désinfection avec de l'Anios spray	M																															
Nettoyage egouttoir	Changer le papier de protection absorbant	M																															
TECAN	Nettoyage complet à l'éthanol 70% + vérification des équipements	S																															
Nettoyage réfrigérateur	Désinfection intérieur/poignée avec de l'Anios spray	S																															


	Fiches suivi contrôles et nettoyage	Version 3.0
GDB_FORM_24	Extraction/Génotypage	19/02/25
Rédaction : M. MERBAH	Vérification : M. BARBET, L. LIETAR, K. LE ROUX	Approbation : L. LIETAR

Salle : Laverie

Mois / année :

FRÉQUENCES : H = hebdomadaire - M = mensuelle - S = semestrielle

Liste tâches	Description		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Nettoyage paillasses	Désinfection de la paillasse complète avec de l'Anios spray	H																															
Verification adoucisseur	Vérifier le niveau de sel + recharger si besoin	H																															
Nettoyage autoclave	Nettoyage chambre au vinaigre blanc + chiffon microfibre	M																															
Nettoyage éviers	Désinfection avec de l'Anios spray	M																															
Nettoyage egouttoir	Changer le papier de protection absorbant	M																															


	Fiches suivi contrôles et nettoyage	Version 3.0
GDB_FORM_24	Extraction/Génotypage	19/02/25
Rédaction : M. MERBAH	Vérification : M. BARBET, L. LIETAR, K. LE ROUX	Approbation : L. LIETAR

Salle : Réception des prélèvements

Mois / année :

FRÉQUENCES : P = ponctuel - H = hebdomadaire - M = mensuelle - S = semestrielle

Liste tâches	Description		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Nettoyage paillasse	Désinfection de la paillasse complète avec de l'éthanol	H																															
Evacuation des déchets	Evacuer les déchets stockés dans le couloir, vers le quai à l'aide du monte-charge	H																															
Récupération des DASRI	Récupérer les DASRI stockées dans le local déchets	P																															
	Indiquer le nombre de DASRI remontées en salle de stockage																																

	Fiches suivi contrôles et nettoyage	Version 3.0
GDB_FORM_24	Extraction/Génotypage	19/02/25
Rédaction : M. MERBAH	Vérification : M. BARBET, L. LIETAR, K. LE ROUX	Approbation : L. LIETAR

Entreprise de nettoyage :

Mois / année :

FRÉQUENCES : H = hebdomadaire - M = mensuelle - S = semestrielle

Liste tâches	Description	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Nettoyage laboratoires	Balayage puis lavage des sols avec produit désinfectant selon l'ordre établi (équipements dédiés aux laboratoires)	H																														
Nettoyage bureaux/couloirs	Balayage puis lavage des sols avec produit désinfectant (équipements standards)	H																														