

 GD Biotech AGRI-AGRO SOLUTIONS	Fiche de non conformité	Version 1.0
GDB/FORM/01	SMQ	08/12/2021
Rédaction : S. MARTEL	Vérification : K. LEROUX	Approbation : L. LIETAR

La fiche de non conformité est à ouvrir en cas d'incident rencontré au cours du traitement du lot d'échantillons.

N° :

Fiche ouverte le : 19/04/2022 (incident du 08/04/2022)

Activité :	<input type="checkbox"/> Extraction	<input checked="" type="checkbox"/> Génotypage	<input type="checkbox"/> Analyse	<input type="checkbox"/> Autre
Type d'incident :	<input type="checkbox"/> Equipement	<input checked="" type="checkbox"/> Fournisseur	<input type="checkbox"/> Echantillons	<input type="checkbox"/> Manipulation
	<input type="checkbox"/> Contrôle qualité de REPETABILITE non valide			
	<input type="checkbox"/> Contrôle qualité de REPRODUCTIBILITE non valide			
	<input type="checkbox"/> Autre			
Echantillon ou lot d'échantillons concernés : F04, F08, F12, G04, G08 SAM220416				
<i>(mentionner le CAB, le nom de la plaque, la position et toute autre information de traçabilité)</i>				
Description du problème				
A l'ouverture de la chambre d'hybridation après hybridation sur la nuit, constatation 5 puits vides, non constaté lors du loading, + dessous mouillé -> fuite cover seal				
D'autres activités ont-elles été impactées par le même problème ?				
<input type="checkbox"/> OUI Préciser :				
<input checked="" type="checkbox"/> NON				
Nom de l'opérateur : Ludivine Liétar				
Responsable : Ludivine Liétar				
Date : 08/04/2022				

Action(s) immédiate(s)
Aucune Contact technical support Illumina le 20/04/22 (case 02813636) (attente réception PB20 commandé -> non périmé)
Nom de l'opérateur : Ludivine Liétar
Responsable : Ludivine Liétar
Date : 20/04/2022

Impact et conséquences sur l'activité

Deux échantillons sur les 5 outliers (F08 et F12), à refaire -> coût consommables, coût temps, délai supplémentaire
Prise en charge de la lame, jugée défectueuse par Illumina (renvoi lames/réactifs)

Nom de l'opérateur : Sophie Martel
Responsable : Ludivine Liétar
Date : 15/08/2022

Recherche des causes

Défaut de production des puces

Nom de l'opérateur : Ludivine Liétar
Responsable : Ludivine Liétar
Date : 08/04/2022

Traitements, solutions trouvées, plan mis en place

Prise en charge de la lame, jugée défectueuse par Illumina (renvoi lames/réactifs)

Délai de mise en oeuvre : immédiat
Nom de l'opérateur : Ludivine Liétar
Responsable : Ludivine Liétar
Date : 20/04/2022

Suivi de l'efficacité :

Action mise en oeuvre le : immédiat

Action efficace ? ☒ OUI ☐ NON

Commentaires : -

Nom de l'opérateur : Ludivine Liétar
Responsable : Ludivine Liétar

Fiche cloturée le : 20/04/2022

